



Riassunto delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso del **PAL - Paranco acquatico portatile per pazienti**

Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso elencate nel manuale del proprietario prima dell'uso. Leggere e seguire tutte le etichette di attenzione e di pericolo situate sul paranco prima dell'us



Avvertenze e riassunto della sicurezza

PERICOLO - LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E IL MANUALE D'USO POSSONO PROVOCARE LESIONI GRAVI O LA MORTE



ATTENZIONE

- SOLO PER L'USO DA PARTE DEGLI ADULTI - Utilizzare solo da parte dei bambini con la supervisione di un adulto. Solo le persone abbastanza sane per le attività in acqua dovrebbero usare il PAL. Gli utenti dovrebbero consultare il loro medico per determinare se le attività in acqua sono appropriate per l'utente.
- La cintura di sicurezza deve essere usata in ogni momento durante il trasferimento dell'utente.
- Il paranco deve essere posizionato su un terreno solido e piano che non superi una pendenza di 2°.
- NON SALTARE/IMMERGERSI/SCALARE - Non saltare / immergersi o scalare il paranco.
- PERICOLO DI CADUTA - I bracci di stabilizzazione devono essere completamente estesi prima di ogni utilizzo e devono essere utilizzati sempre quando l'utente è seduto. Il paranco non può essere usato senza i bracci stabilizzatori completamente estesi. Non tentare mai di ritrarre i bracci stabilizzatori quando il paranco è in uso. Non riposizionare il paranco quando è in uso.
- PERICOLO DI MOVIMENTO INCONSIGLIATO - Le ruote posteriori devono essere bloccate in ogni momento quando il paranco è in uso. Assicurarsi che i pesi di zavorra adeguati siano installati nella base prima di ogni utilizzo.
- PERICOLO DI SCOSSA - Non usare il paranco per trasportare un utente da un posto all'altro.
- PERICOLO DI INCIDENTE - Il limite d'uso è di UNA PERSONA di peso inferiore al limite massimo di peso di - 300 libbre (136 kg). Usare solo per il trasferimento dell'utente, non come paranco o gru.
- PERICOLO DI SCOSSA - Tenere sempre le mani e le dita lontane dai bracci del sollevatore durante l'uso.
- La batteria deve essere completamente rimossa dal paranco e posizionata lontano dal ponte della piscina per la ricarica.




AVVERTENZA

- LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA - Controllare il livello della batteria prima di ogni utilizzo. La batteria deve mostrare un livello di carica VERDE >50% prima dell'uso. Quando viene visualizzato GIALLO <50% del livello di carica, la batteria deve essere completamente carica prima dell'uso. Quando viene mostrato un livello di carica ROSSO <25%, il paranco non deve essere usato e la batteria deve essere completamente caricata prima dell'uso.
- POTREBBE RISULTARE DANNOSO - Non usare il sedile o il telaio del sedile per spostare o posizionare il PAL.
- DANNI POTREBBERO RISULTARE - Non permettere all'eccessiva umidità di accumularsi nel contenitore della batteria, può influenzare le prestazioni della batteria e del paranco e può portare al guasto della batteria e/o al mancato funzionamento del paranco.


POSIZIONAMENTO DEL PAL

- Mantenere una presa salda sulla maniglia - fare attenzione quando si posiziona il PAL, è pesante (1060lb/481kg).
- Posizionare il PAL su un terreno solido e livellato che non superi una pendenza di 2° e in un'area che consenta un ampio spazio per il trasferimento da e verso una sedia a rotelle.
- Posizionare il PAL in modo che la parte anteriore del sollevatore sia rivolta verso il bordo della piscina entro una distanza minima di 2"(5cm) ad una distanza massima di 24"(61cm) dal bordo della piscina.
- Estendere completamente entrambi i bracci stabilizzatori.
- Bloccare entrambe le ruote posteriori.



TRASFERIMENTO

- Trasferire sul sedile, assicurandosi che il peso dell'utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza o il gilet di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile in posizione 12:00, sopra l'acqua.
- Abbassare il sedile nella piscina.
- Slacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di stabilità opzionale - trasferire in acqua.
- Al termine, tornare al sedile, assicurandosi che il peso dell'utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile nella posizione originale di trasferimento delle 12:00.
- Alzare / abbassare il sedile alla giusta altezza di trasferimento.
- Slacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di stabilità opzionale - trasferimento dal sedile.



MANUTENZIONE e PULIZIA

- Tenere tutti i componenti elettronici puliti e asciutti.
- Tenere sempre installato il coperchio della console / batteria.
- Evitare che la soluzione di disinfezione venga a contatto diretto con la pelle e gli occhi.
- Fare riferimento al manuale dell'utente per la manutenzione e la pulizia settimanale / mensile del paranco.

Eseguire il seguente programma per garantire il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo:

Manutenzione eseguita prima di ogni utilizzo	Ogni giorno	Settimanale	Mensile
Controllare il livello della batteria prima di ogni utilizzo / Caricare la batteria quotidianamente	✓		
Pulire la scatola di controllo e il collegamento della batteria con uno straccio pulito e asciutto	✓		
Esaminare il paranco per eventuali danni, hardware al-entato o mancante	✓		
Prova tutti i pulsanti di con-trollo (mano e scatola di controllo) per il funziona-mento normale	✓		
Spruzzare il gruppo ingranaggi con un inibi-tore di ruggine / lubrificante pesante come LPS 3 - Inibitore pesante		✓	
Assicurarsi che tutte le connessioni dei cavi siano fissate correttamente			✓
Ispezionare il quadro dell' paranco, il montante, il braccio di supporto e il montaggio del sedile per verificare la presenza di rus			✓
Ispezionare la pila di pesi per la ruggine / trattare con vernice per ritocchi			✓
Pulizia dopo ogni utilizzo			
Risciacquare il sedile e la cintura di sicurezza / gilet di stabilità con acqua dolce tra ogni uso - Pulire il sedile e la cintura di sicurezza/gilet di stabilità con una soluzione disinfettante di una diluizione 1:100 di candeggina domestica in acqua dolce e poi risciac-quare con acqua dolce e asciugare l'intero solleva-tore ogni giorno. In caso di contaminazione di escrementi di pazienti / utenti - pulire immediatamente il sedile e la cintura di sicurezza / gilet di stabilità immediatamente con la soluzione disinfettante*.	✓		
Pulire tutte le connessioni della batteria con una spugna di nylon			✓
Pulire tutte le superfici metalliche con una cera detergente per mantenere la finitura del paranco			✓

* Quando si utilizza la soluzione di disinfezione, evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contaminazione, immergere la cintura di sicurezza o il gilet di stabilità nella soluzione di disinfezione per 10 minuti poi risciacquare abbondantemente con acqua fresca



700-1100EU-I



S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
Assemblato negli Stati Uniti



QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

JUNE 2021