



Resumen de las instrucciones y advertencias de uso del

PAL - Elevador acuático portátil para pacientes

Lea y siga todas las instrucciones de uso que figuran en el manual del propietario antes de utilizarlo.

Lea y siga todas las etiquetas de precaución y advertencia ubicadas en el elevador antes de usarlo



Advertencias y resumen de seguridad

PELIGRO - EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y DEL MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE



ATENCIÓN

- **USO DE ADULTOS ÚNICAMENTE** - Uso por parte de los niños con la supervisión de un adulto. Sólo las personas suficientemente sanas para realizar actividades acuáticas deben utilizar la PAL. Los usuarios deben consultar con su médico para determinar si las actividades acuáticas son apropiadas para el usuario.
- El cinturón de seguridad debe utilizarse en todo momento durante el traslado del usuario.
- El elevador debe colocarse en un suelo firme y nivelado que no supere los 2° de inclinación.
- **NO SE PUEDE SALTAR/ BUCEAR/ESCALAR** - No se debe saltar / bucear desde el elevador ni subir a él.
- **PELIGRO DE VUELCO** - Los brazos estabilizadores deben estar completamente extendidos antes de cada uso y deben utilizarse en todo momento cuando el usuario esté sentado. El elevador no puede ser utilizado sin los brazos estabilizadores completamente extendidos. Nunca intente retraer los brazos estabilizadores cuando el elevador esté en uso. No reposicione el elevador cuando esté en uso.
- **MOVIMIENTO NO INTENCIONADO / PELIGRO DE VUELCO** - Las ruedas traseras deben estar bloqueadas en todo momento mientras el elevador está en uso. Asegúrese de que los pesos de lastre adecuados estén instalados en la base antes de cada uso.
- **PELIGRO DE VUELCO** - No utilice el elevador para transportar a un usuario de un lugar a otro.
- **PELIGRO DE VUELCO** - El límite de uso es de UNA PERSONA que pese menos que el límite máximo de peso de 300lbs (136kg). Utilícelo sólo para trasladar al usuario, no como grúa o polipasto.
- **PELIGRO DE PELLIZCO / ARRANQUE** - Mantenga siempre las manos y los dedos alejados de los brazos de elevación durante su uso.
- La batería debe retirarse completamente del elevador y situarse lejos de la cubierta de la piscina para su carga.




ADVERTENCIA

- **NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA** - Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso. La batería debe mostrar un nivel de carga VERDE >50% antes de su uso. Cuando se muestra un nivel de carga AMARILLO <50%, la batería debe estar completamente cargada antes de su uso. Cuando se muestra un nivel de carga ROJO <25%, el elevador no debe ser utilizado y la batería debe ser cargada completamente antes de su uso.
- **PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO** - No utilice el asiento o el bastidor del asiento para mover o posicionar la PAL.
- **PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO** - No permita que se acumule un exceso de humedad en la caja de la batería, ya que puede afectar al rendimiento de la batería y del elevador y podría provocar un fallo en la batería y/o en el funcionamiento del polipasto.


POSICIONAMIENTO DEL PAL

- Mantenga un agarre firme en el mango - tenga cuidado al posicionar la PAL, es pesada (1060lb/481kg).
- Coloque la PAL en un terreno firme y nivelado que no supere los 2° de inclinación, y en una zona que permita un amplio espacio para el traslado a y desde una silla de ruedas.
- Coloque la PAL de forma que la parte delantera del elevador esté orientada hacia el borde de la piscina a una distancia mínima de 5 cm y máxima de 61 cm del borde de la piscina.
- Extienda completamente los dos brazos estabilizadores.
- Bloquee las dos ruedas traseras.



TRASLADO

- Realice la transferencia al asiento, asegurándose de que el peso del usuario está centrado en el asiento.
- Abróchese el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional.
- Gire el asiento a la posición de las 12:00, sobre el agua.
- Bajar el asiento a la piscina.
- Desabroche el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional - transferir al agua.
- Cuando termine, vuelva al asiento, asegurándose de que el peso del usuario esté centrado en el asiento.
- Abra el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional.
- Gire el asiento hasta la posición original de transferencia de las 12:00.
- Suba o baje el asiento hasta la altura adecuada para la transferencia.
- Desabrochar el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional - transferir fuera del asiento.



MANTENIMIENTO y LIMPIEZA

- Mantenga todos los componentes electrónicos limpios y secos
- Mantenga la cubierta de la consola / batería instalada en todo momento.
- No permita que la solución de desinfección tenga contacto directo con la piel y los ojos.
- Consulte el manual del propietario para el mantenimiento y la limpieza semanal y mensual del elevador.

Realice el siguiente programa para asegurar el funcionamiento correcto antes de cada uso:

Mantenimiento realizado antes de cada uso	Diario	Semanalmente	Mensualmente
Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso / Cargue la batería diariamente.	✓		
Limpie la caja de control y la conexión de la batería con un trapo limpio y seco.	✓		
Examinar el elevador para ver si hay daños, herrajes sueltos o faltantes.	✓		
Compruebe el funcionamiento normal de todos los botones de control (mano y caja de control).	✓		
Rocíe el conjunto del engranaje con un inhibidor de óxido / lubricante de alta resistencia como LPS 3 - Heavy-Duty Inhibitor.		✓	
Asegúrese de que todas las conexiones de los cables están bien aseguradas.			✓
Inspeccionar el bastidor del polipasto, el mástil, el brazo de soporte y el conjunto del asiento en busca de rugosidad.			✓
Inspeccionar la pila de pesas en busca de óxido / tratarla con pintura de retoque.			✓
La limpieza se realiza después de cada uso			
Enjuague el asiento y el cinturón de seguridad / chaleco de estabilidad con agua dulce entre cada uso - Limpie el asiento y el cinturón de seguridad/chaleco de estabilidad con una solución desinfectante de 1:100 de dilución de lejía doméstica en agua dulce y luego enjuague con agua dulce y seque toda la grúa diariamente. En caso de que se produzca un incidente de contaminación como los excrementos del paciente / usuario, limpie el asiento y el cinturón de seguridad/chaleco de estabilidad inmediatamente con la solución desinfectante*.	✓		
Limpie todas las conexiones de la batería con una almohadilla de fregado de nylon.			✓
Limpie todas las superficies metálicas con una cera limpiadora para mantener el acabado del polipasto.			✓

* Cuando utilice la solución de desinfección, evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de incidente de contaminación, sumerja el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad en la solución de desinfección durante 10 minutos y, a continuación, aclare a fondo con agua dulce.



700-1100EU-S



S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
Ensamblado en los EE.UU



QNET BV
Kanststraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

JUNE 2021